# Determination of Rydberg's constant

2014/02/18 K6.6.35

### 실험 목적

- 수은의 스펙트럼을 이용하여 격자상수를 결정한다.
- 수소의 스펙트럼 중에 가시광선 영역의 발머계열 스펙트럼 라인을 측정하고 리드베리 상수 (Rydberg's constant)와 에너지 레벨을 계산한다.

#### 실험 준비물

• 로거프로3 분석 프로그램

• Vernier Emission Spectrometer

Vernier Emission Spectrometer Optical Fiber

스펙트럼관 전원장치 [보호가드형]

• 수은 튜브

• 수소 튜브

- 스탠드 베이스
- 스탠드 로드, 25cm
- 온도계 클램프

LP-KOR

**VSP-EM** 

**VSP-EM-FIBER** 

ES7310

ES7520

ES3620

## 실험방법



1. [그림 1]과 같이 실험 장치를 구성한다. 수은 스펙트럼 튜브를 스펙트럼 전원장치 설치한다.



- 2. 스펙트로미터 디텍터를 컴퓨터 USB 포트에 연결하고 데이터 수집 프로그램을 시작한다.
- 3. 수집 버튼을 누르면 실시간으로 데이터를 측정한다.
- 4. 중지 버튼을 누르면 데이터 측정이 멈추면서, 현재 값을 저장한다.
- 5. 검사 버튼을 눌러 파장에 따른 피크 값을 찾아 파장을 기록한다.

# 수소의 스펙트럼

1. 수소기체  $H_2$ 는 방전관에서 수소원자로 이온화한다. 수소원자의 전자는 전자와 충돌하여 더 높은 에너지 상태로 들뜨게 된다. 높은 에너지 상태태의 전자는 낮은 에너지 상태로 내려오면서 에너지 차에 해당하는 파장 f인 빛을 방출한다.

$$\Delta E = hf$$

2. h는 플랑크 상수이다. 보어의 원자모형을 적용하면 전자가 허용되는 에너지 준위는 다음 식에 의해서 주어진다.:

$$E_n = -\frac{1}{8} \frac{e^4 m_e}{\varepsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2}, \qquad n = 1, 2, 3 \dots$$

3. 여기서  $\varepsilon_0=8.8542$  •  $10^{-34}\,As/\,Vm$  로 주어지는 진공중의 유전율이고, e=1.6021 •  $10^{-19}\,C$  는 전자의 기본전하량,  $m_e=9.1091$  •  $10^{-31}\,kg$ 은 전자의 정지질량이다. 그러므로 방출되는 빛의 파장은 다음 식으로 주어진다.


$$f_{nm} = \frac{1}{8} \frac{e^4 m_e}{\varepsilon_0^2 h^3} \left( \frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \qquad n, m = 1, 2, 3 \dots$$

4. 만일 파수(단위 거리당 파장의 개수,  $N=\lambda^{-1}$ )를 사용하면 파장 f는 다음 식의 관계가 있다.

$$N=R_{th}igg(rac{1}{n^2}-rac{1}{m^2}igg)$$
 여기서,  $R_{th}=rac{1}{8}rac{e^4m_e}{arepsilon_o^2h^3c}=1.097$  •  $10^7m^{-1}$ 



5.  $R_{th}$ 는 보어의 원자모형을 따르는 리드베리상수(Rydberg's constant)이다.



[그림 3] 수소의 에너지 준위 도표

n	계열	파장범위
1	Lyman	자외선
2	Balmer	자외선~적색
3	Paschen	적외선
4	Bracket	적외선
5	Pfund	적외선

6. [그림 3]에서 에너지 준위 도표는 수소원자의 스펙트럼 범위를 보영준다.  $m\to\infty$ 인 경우 각계열의 한계를 알 수 있는데 이를 n번째의 허용 궤도의 전자의 이온화 에너지(또는 구속에너지)라고 한다. 다음 식을 이용하여 구할 수 있다.

$$E_n = -R_{th}hc\frac{1}{n^2}$$

7. 빛의 속도  $c=2.99795 \cdot 10^8 m/s$ , 그리고 플랑크 상수  $h=6.6256 \cdot 10^{-34} J$  이므로  $s=4.13567 \cdot 10^{-15} e\, Vs$ . The ground state is found to be  $13.6\,e\, V$ .

수소의 스펙트럼 선의 위치를 측정하여 해당 스펙트럼선의 파장을 구하여 표2에 기입하고 리드베리상수를 계산하여 문헌치와 비교한다.



Line	2l	$\lambda_{ m exp}$	$\lambda_{lit}(문헌치)$	$R_{ m exp}$
$H_{\!lpha}$			656.28 nm	
$H_{\!eta}$			486.13 nm	
$H_{\gamma}$			434.05 nm	
$H_{\delta}$			410.17 nm	

리드베리상수 측정치 : \_\_\_\_\_