


# 2023년 2학기 수업 수소이 아기

조교: 최인서 이메일: choiinseo2014@snu.ac.kr



#### 1. 실험 배경: 캐번디시 수소의 발견 실험


- 철과 같은 다양한 금속에 염산, 황산등을 부은 후 발생한 기체에 불을 붙여 봄.
- 처음에는 'inflammable air' 이라는 이름을 명명했으나 이후에 hydrogen 이라는 이름을 붙임
- 사용한 금속의 몰 수 를 이용해 발생한 수소 기체의 양을 측정



Metal + Acid → Salt of Metal+ H<sub>2</sub>

# 1. 실험 배경: 수상 치환

- 액체나 고체와 달리 기체는 용기에 담거나, 눈으로 관찰하기 어려움
- 산소나 수소와 같이 물에 잘 녹지 않는 기체를 포집 할 수 있는 방법을 수상 치환이라고 함




#### 1. 실험 배경: 물의 전기 분해

#### Autoionization of water:

At cathode:  $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^ E^\circ = -0.83 \text{ V}$ At anode:  $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$   $E^\circ = -1.23 \text{ V}$ 


$$2H_2O(I) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g) E^{\circ} = -2.06 V$$





$$2H_2O(I) \to 2H_2(g) + O_2(g)$$

#### 1. 실험 배경: 수소의 선 스펙트럼

- 수소 및 다른 기체들을 포함하고 있는 방전관에 고전압을 흘려주면, 전자가 에너지를 흡수하고 바닥상태로 떨어지는 과정에서 방출되는 에너지가 빛의 형태로 나타남.







### 2. 실험 과정: 실험 1 – 수소의 발생과 폭명성

- 1. 가지 달린 플라스크의 가지에 고무관과 빨대를 연결한다.
- 2. 6N 의 염산 소량 ( 약 5-10 mL)을 플라스크에 넣는다.
- 3. 아연조각을 넣고 플라스크의 입구를 마개로 잘 막는다.
- 4. 고무관 끝에 비눗물을 살짝 뭍힌 후, 플라스크를 좌우로 살살 흔들면서 비누 방울이 생기게 한다. 5. 박웅의 크기가 어느 전도 커지면 고므과 끝은 살짜 흐들어 비느박웃은
  - 망울이 생기게 안나.
    5. 방울의 크기가 어느 정도 커지면, 고무관 끝을 살짝 흔들어, 비누방울을 공중에 띄우고 재빠르게 토치로 불을 붙여 본다.

주의 사항: 플라스크를 너무 심하게 흔들거나, 불을 가지고 장난치지 않도록 한다. 염산을 사용하기 때문에 각별히 주의 한다.

### 2. 실험 과정: 실험 2 – 금속 원소의 당량 결정

- 1. 수조에 물을 2/3 정도 채운다.
- 2. 메스 실린더에 물을 가득 채우고 윗부분을 손바닥으로 막은 후 물 속에서 뒤집는다. 이때, 손과 실린더 모두 물에 완전히 잠겨야 공기가 들어가지
  - 3. 고무관을 메스 실린더 아래쪽에 조심히 밀어 넣는다.
  - 4. 플라스크안에 소량의 금속 (40-50 mg) 을 넣고, 1-2 mL 의 염산을 넣은 후, 플라스크의 입구를 마개로 빠르게 막는다.
  - 5. 플라스크를 좌우로 살살 흔들면서 실린더 안에 생성되는 기체를 관찰한다.
- 6. 반응이 완전히 끝난 후, 메스 실린더 안에 생성된 기체의 양을 기록한다. 7. 1-6 을 Zn, Mg, AI 순서로 반복한다.

주의 사항: 아연의 경우 사용 전 사포질을 한다.

# 2. (조교 시연 )실험 과정:실험 3 – 물의 전기 분해

- 1. 전기 장치 안에 dilute sulfuric acid를 채워 넣는다. 2. 장치를 약 9 V 에서 작동시킨다.
- 3. 양극과 음극에서 모인 기체의 부피를 측정하고, 각 전극에서의 반응을 적는다.

## 실험 4 – 수소의 선 스펙트럼

- 1. 수소의 방전관과 분광기를 사용해 수소의 방출선의 파장을 측정한다.
- 2. 다른 기체를 포함한 방전관의 스펙트럼을 관찰하고 수소의 방출선과 비교한다.



## 3. 과제 (총 20점)

- 1. Explain what is Bohr's atomic model and its limitations (10pts).
- 2. Before the electrolysis of water, a few drops of sulfuric acid is added to water.
- a) Explain the reason why dilute sulfuric acid is added.(4 pts). (Hint: what happens if it isn't added?)
- b) Can sulfur dioxide gas be liberated instead of O2 at the anode? Explain the reason behind your answer. (3 pts)
- c) Can HCI be used as an electrolyte for the hydrolysis of water? Why or why not? (3 pts)